

LEVO Händler:

Datum:

Händler Referenz / Kunde:

Anglikerstrasse 20
CH-5610 Wohlen
Tel.: +41 56 618 44 11
Fax: +41 56 618 44 10
E-Mail: office@levo.ch

Bestellnummer:


Standard Konfiguration

60.001.7201

- Abmessungen Chassis: Breite 63 cm, Länge 105 cm (inkl. Fussplatte)
- E/E Rollstuhl mit 4 aktiven Rädern und "Low Shearing System"
- Sitzträgerplatte
- Sitzhöhe 48 cm
- V-Trak Axisx Niedriger Rücken, 40 cm/16" hoch
- Schnellverschluss für Rückenwinkelverstellung
- Hochklappbare Armlehnen
- VR2 Steuerung von PG-Drives Technology
- 48 Ah Batterien und Ladegerät
- Standard Farben: Rot, Gelb, Blau oder Schwarz
- Seitlich und nach hinten klappbare Fussauflagen mit anti-rutsch Beschichtung
- Brustgurt und Kniehalter "Pro"
- Einzel 8" Schwenkräder hinten
- Befestigungspunkte für Auto-Transport



Anthropometrischen Daten



Bitte messen Sie die Anthropometrischen Daten gemäss Beschreibung.

Wenn möglich, sollte der Benutzer in einer sitzenden Position sein und Schuhe tragen.

1 Hüftbreite

Bitte messen Sie die Hüftbreite in sitzender Position und füllen Sie das entsprechende Feld aus:

32 cm 52 cm

Sitzbreite:

32 cm	Option
36 cm	Option
40 cm	Option
44 cm	Option
48 cm	Option
52 cm	Option

2 Oberschenkellänge

Bitte messen Sie die Oberschenkellänge und füllen Sie das Feld entsprechend aus:

38 cm 66 cm

3 Unterschenkellänge

Bitte messen Sie die Unterschenkellänge und füllen Sie das Feld entsprechend aus:

24 cm 44 cm

Bei einer Unterschenkelängen zwischen 45 bis 50 cm kann der Rollstuhl mit einer 6 cm erhöhten Sitzfläche geliefert werden. Die Sitzhöhe ist fix und kann nicht verstellt werden.

Option

4 Armlehnenhöhe

Standard Armlehnenhöhe ist 22 cm

17 cm 26 cm

Körpergewicht

Je nach Körpergewicht des Benutzers werden stärkere Gasdruckfedern eingesetzt. Das Maximumgewicht ist 140 kg. Bitte füllen Sie das Feld aus:

0 - 60 kg **1200 N**
60 - 100 kg **1700 N** kg
100 - 140 kg **2100 N**

Steuerung



1 VR2 Steuerung:

- Standard Steuerung
- 90 A Powermodul
- Max. 2 Aktuatoren
- Bedienung der Beleuchtung
- Programmierbar

Standard

2 R-Net Steuerung "Standard":

- Joystickmodul mit Farbdisplay
- 120 A Powermodul
- Max. 6 Aktuatoren
- Bedienung der Beleuchtung
- Mehrere Fahrprofile programmierbar
- Erweiterbar

60.072.0010

3 R-Net Steuerung "XL", wie R-net Steuerung "Standard" mit den folgenden Extra's :

- 3.5" VGA Farbdisplay
- Kippschalter für ein/aus, Profil/Mode und Geschwindigkeit
- Metallgehäuse
- Lautere Hupe

60.072.0020

3 R-Net Steuerung "XL" mit bluetooth integriert

60.072.0030

Joystick Position



- ① Joystick nach aussen abschwenkbar, ermöglicht näheres Heranfahren an den Tisch
- ② Joystick Schutzbügel, Stossschutz für Joystick, schützt die Hände des Benutzers

Rechts	Standard
Links	Option
	60.005.7210
	60.012.6860

Begleitsteuerung



VR2 Begleitsteuerung
R-Net Begleitsteuerung

	32.072.0140
	32.068.1850

Für Sonderbedienungen, schauen Sie bitte auf dem Bestellformular für Sonderbedienungen nach.

Fahrgeschwindigkeit

6 km/h
8 km/h
10 km/h

	Option
	Option
	Standard

Stabilität*



Gyroskop Modul, nur für R-Net Steuerung erhältlich

	32.072.0400
--	-------------

- Bessere Kontrolle auf Neigungen und Rampen
- Perfekte Geradeausfahrt über Hindernisse
- Eliminiert "spin-out" und "fish-tailing"

* Diese Option ist nur in Europa verfügbar!

Batterien

48 Ah
73 Ah

Ohne Batterien, Achtung: Minderpreis ist niedriger nach Abzug des Rabattes
Ohne Ladegerät, Achtung: Minderpreis ist niedriger nach Abzug des Rabattes

	Standard
	60.006.7210
	60.106.6810
	60.111.6710

Farbe Abdeckung

Rot
Gelb
Blau
Schwarz
Blau métallisé
Grün métallisé
Rot métallisé
Silber métallisé
Orange reflex
Lemon reflex
Silber reflex
Verkehrsweiss
Andere RAL Farbe

RAL: _____


	Standard
	Option
	Option
	Option
	60.008.0020
	60.008.0020
	60.008.0020
	60.008.0020
	60.008.0030
	60.008.0030
	60.008.0030
	60.008.0030
	60.008.0010
	60.008.0010

Farbe Rohre

Standard grau Métallisé
Tiefmatt schwarz

	Standard
	Option

Räder



- ① Block Profil Antriebsräder
- ② V-Profil Antriebsräder
- Pannensichere Bereifung Hauptantriebsrad
Luft-Bereifung Hauptantriebsrad
- Schwarze Bereifung
- ③ 7" Schwenkräder mit Doppelbereifung

	Standard
	Option
	Standard
	Option
	Auf Anfrage
	60.002.0140

Beleuchtung



Beleuchtung und Blinker für Ausseneinsatz

	60.012.7220
--	-------------

Sitzen



Elektrische Verstellung


Sitzkantelung 0 - 35°

	60.012.7210
--	-------------

Elektrische Rückenverstellung, nur in Kombination mit R-Net

	60.009.0150
--	-------------

Rückenehne, der V-Trak Axis Rücken 40 cm wird Standardmässig dazu geliefert



- ① V-Trak Axis Rücken, Höhe 40 cm
- ② V-Trak Axis Hoher Rücken, Höhe 61 cm
- V-Trak Axis Reduzierter Rücken, Höhe 31 cm

	Standard
	60.009.0080
	60.009.0070

- ③ V-Trak Axis Deep contour

Grösse ▶	M	L	XL	XXL
Typ ▼	Innen 26 - 37 cm	Innen 30 - 40 cm	Innen 33 - 46 cm	Innen 35 - 52 cm
a Hoch				
b Reduzierte Höhe				

	60.009.0110
	60.009.0130

- ④ Anbauset für alternativ Rücken, bitte die korrekte Breite wählen:

32 - 36		32.072.0351
40 - 44		32.072.0352
48 - 52		32.072.0353

Ohne Rückenschale, Achtung: Minderpreis ist niedriger nach Abzug des Rabattes

	60.109.7210
--	-------------

Sitzkissen, mit Memory-Schaum nach Sitztiefe und Sitzbreite inkl. Sitzkissenbezug



Sitzbreite ▶	32	36	40	44	48	52
Sitztiefe ▼						
35, 37, 39 cm						
	30.103.5531	30.103.5532	30.903.5535	30.903.5531	30.903.5538	auf Anfrage
41, 43, 45 cm						
	30.903.5532	30.103.5533	30.103.5534	30.103.5539	30.903.5536	30.903.5537
47, 49, 51 cm						
	30.903.5533	30.103.5535	30.103.5536	30.103.5541	30.103.5542	30.103.5549
53, 55, 57 cm						
	auf Anfrage	30.903.5534	30.103.5537	30.103.5543	30.103.5544	30.103.5545
59, 61, 63 cm						
	auf Anfrage	auf Anfrage	30.103.5538	30.103.5546	30.103.5547	30.103.5548


Zusätzlicher Sitzkissenbezug

Sitzbreite ▶	32	36	40	44	48	52
Sitztiefe ▼						
35, 37, 39 cm						
	30.103.6211	30.103.6212	30.903.6215	30.103.6220	auf Anfrage	auf Anfrage
41, 43, 45 cm						
	30.903.6212	30.103.6213	30.103.6214	30.103.6219	30.103.6235	30.103.6230
47, 49, 51 cm						
	30.903.6213	30.103.6215	30.103.6216	30.103.6221	30.103.6222	30.103.6229
53, 55, 57 cm						
	auf Anfrage	30.903.6214	30.103.6217	30.103.6223	30.103.6224	30.103.6225
59, 61, 63 cm						
	auf Anfrage	auf Anfrage	30.103.6218	30.103.6226	30.103.6227	30.103.6228

Urinbeständiger Sitzkissenbezug für alle Sitztiefen und Sitzbreiten

	30.903.6230
--	-------------

Kopfstütze



- ① V-Trak Kopfstütze standard, inkl. Beschläge, nur mit V-Trak und Axis Rücken möglich
 - ② V-Trak Kopfstütze gebogen, inkl. Beschläge, nur mit V-Trak und Axis Rücken möglich
- Schienenverlängerung zu V-Trak Kopfstütze

	02.067.116
	02.067.117
	02.009.0028

Kniehalter



- ① Kniehalter "Pro"
- ② Kniehalter "Integral"

Schalengrösse S (10 - 12 cm)		Standard
Schalengrösse M (14 - 16 cm)		Standard

Schalengrösse S (10 - 12 cm)		60.011.0040
Schalengrösse M (14 - 16 cm)		60.011.0040

Verlängerung für Integral +100 mm

	Option
--	--------

Zubehör



- ① Kleiderschutz
- ② Oberschenkelstütze


Rechts		32.072.0021
Links		32.072.0022

Rechts		32.072.0031
Links		32.072.0032

Halter zu Kleiderschutz und Oberschenkelstütze

32	36	40	44	48	52
32.072.0151	32.072.0152	32.072.0153	32.072.0154	32.072.0155	32.072.0156

Zubehör



③ Brustrolle

32	36	40	44	48	52
32.072.0041	32.072.0042	32.072.0043	32.072.0044	32.072.0045	32.072.0046

④ Fussführungen

Klein	Rechts		32.069.95
Klein	Links		32.069.96
Gross	Rechts		32.070.0040
Gross	Links		32.070.0041

⑤ Schiebebügel

	32.072.0090
--	-------------

⑥ Rückspiegel

Rechts	32.072.0050
Links	32.072.0050

⑦ Anstecktisch abschwengbar

32 - 40	32.072.0011
44 - 52	32.072.0012

Auf der Gegenseite des Joysticks montiert

Rechts	
Links	

Schnellverstellungs Set für Sitztiefe und Fussauflage

	60.004.7200
--	-------------

⑧ Joystick Aufsatz

T-Griff	20.067.22
Stick	20.067.23
Softball	20.067.24
Pilz	20.067.25
Kinn	20.067.26
Ball	20.067.27

Bemerkungen